



Das auf die Profession und deren Bedürfnisse ausgerichtete paro® Prophylaxe System entwickelt sich weiter.

In enger Zusammenarbeit mit Universitäten und Dentalhygiene-Schulen hat paro® das paro® flexi grip System aufgrund von Marktumfragen und klinischen Falluntersuchungen weiterentwickelt und neue Interdentalbürsten ins Programm aufgenommen.

Die klinischen Untersuchungen haben gezeigt, dass zu weiche Bürstchen die Plaque nicht ausreichend entfernen. Somit ist das Risiko für Karies und Entzündungen im Zahnzwischenraum oder um die Implantatrestauration herum nicht ausreichend eliminiert.

Deshalb hat paro® bei den Interdentalbürsten die Borstenanordnung, die Borstenstärke und die Bürstendurchmesser ab-

## Effizienz und Schonung in Balance

paro® Prophylaxe System – Innovation und Produktion in Kilchberg ZH.



gestimmt, damit eine effiziente und zielorientierte Plaqueentfernung erreicht wird. Nicht nur die effiziente Plaqueentfernung war ein Ziel der Untersuchung, sondern auch eine dennoch möglichst angenehme und sanfte Handhabung der Interdentalbürsten.

Diese Balance zwischen effizienter Reinigung und schonend sanfter

Handhabung wurde erreicht. Zusätzlich wurde aus diesen Erkenntnissen das System mit zwei weiteren Grössen ergänzt.

Einerseits ist dies der hellblaue Ø 3,8 mm paro® flexi grip. Diese Grösse wurde eingeführt, damit im existierenden Sortiment der Grössensprung von Ø 3 mm auf Ø 5 mm geschlossen wird.

Andererseits wurde aufgrund des Feedbacks und den Wünschen der Fachleute nach einem grösseren konischen Interdentalbürstchen der hellgrüne konische paro® flexi grip Ø 3–8 mm entwickelt und eingeführt.

So offeriert paro® neben dem sehr beliebten feineren orangen konischen paro® flexi grip eine zweite, grössere Variante von konischer Interdentalbürste.

Die konischen Interdentalbürsten sind Allrounder und decken verschieden grosse Zwischenräume ab,

welches die Anwenderakzeptanz und dadurch auch den klinischen Erfolg deutlich erhöht.

Kompromisslos beschichtet paro® alle auch noch so feinen Drähte der Interdentalbürsten mit der paro® ISOLA-Technologie. Dank dieser hochwertigen Isolation berührt kein Metall die Zahnschmelze oder den Implantatthals und es entsteht auch kein unangenehmer galvanischer Effekt.

Aus diesem Grund eignen sich die paro® Interdentalbürsten auch für die Anwendung bei Implantaten, Zahnspannen und Retainern. **DT**



paro® – Profimed AG

Tel.: +41 44 723 11 11  
www.profimed.ch

## Schnell und nichtinvasiv zum Ergebnis

Osstell Beacon liefert präzise Werte zu Implantatstabilität und Osseointegration.

Osstell Beacon von Osstell, dem schwedischen Spezialisten für die Messung der Implantatstabilität, hilft Behandlern dabei, die Stabilität der gesetzten Implantate objektiv festzustellen und den Grad der Osseointegration zu messen, ohne den Heilungsprozess zu gefährden. Anhand der schnellen und nichtinvasiven RFA-Technologie liefert Osstell Beacon präzise Informatio-

nen, die im Ergebnis einen ISQ-Wert generiert. Dieser wird bereits nach einer minimalen Messdauer in einem Farbkreis angezeigt, der sofortige Auskunft über den Grad der Osseointegration gibt (Ampelsystem). Dieses einzigartige objektive Qualitätssicherungsverfahren bietet durch sein Warnsystem sowohl Anwendern als auch Patienten mehr Sicherheit und garantiert dabei vor allem auch für die Behandlung von Risikopatienten eine verbesserte Vorhersagbarkeit.

Für einen einfachen Zugriff können die gemessenen ISQ-Werte via Bluetooth-Dongle sicher auf die Osstell Connect-Plattform übertragen werden, wo sich Implantat- und Patientendaten direkt analysieren lassen und eine effektivere Zusammenarbeit mit Kollegen ermöglicht wird.

Über 900 veröffentlichte Artikel bestätigen das patentierte Konzept von Osstell und bilden das wissenschaftliche Fundament, auf dem Osstell Beacon entwickelt wurde. Eine wissenschaftliche Datenbank finden Sie unter [www.osstell.com](http://www.osstell.com). **DT**

Flexident AG

Tel.: +41 41 310 40 20  
[www.flexident.ch](http://www.flexident.ch)

nen, die Implantatchirurgen in ihrer Entscheidungsfindung fundiert unterstützen und die Behandlungsdauer somit deutlich verkürzen. Die kompakte und kabellose Handhabung von Osstell Beacon sorgt zusätzlich für bedienerfreundliche Bewegungsfreiheit in der Praxis.

Osstell verwendet für die Mes-



sung von Implantatstabilität und Osseointegration die patentierte Resonanzfrequenzanalyse (RFA),

## Umfangreiches Sortiment – umweltfreundliche Verpackung

KALADENT setzt den Massstab moderner Logistik in der Schweizer Dentalbranche.

Bei Bestellung, Verpackung und Logistik zahnärztlichen Verbrauchsmaterials setzt KALADENT auf modernste Technologie, effizienteste Prozesse, persönlichen Service und ökologische Mehrwegverpackungen. Und das alles noch kostenlos!

Längst ist die Bewirtschaftung des Verbrauchsmaterials in der modernen Zahnarztpraxis digital, und Beschaffung muss einfach und schnell gehen. KALADENT setzt dabei den Massstab moderner Logistik in der Schweizer Dentalbranche. Mit dem ständig weiterentwickelten KALAEasy ist das Erfassen und Bestellen wirklich kinderleicht. Das System erlaubt es, mit dem Smartphone oder dem Laserscanner direkt am Lagerort Produkte zu erfassen und mit dem Warenkorb im Onlineshop zu synchronisieren. Das spart wertvolle Zeit und minimiert Fehler. Zusätzlich werden beim Erfassen Artikel mögliche preisgünstige Alternativen angezeigt. Das spart bares Geld! Auch das integrierte Kommunikationstool My KALAEasy erleichtert Anfragen, Informationsaustausch und ermöglicht schnelle Antworten.

Mit 65'000 Artikeln im Sortiment und einer Lieferfähigkeit von nahezu 100 Prozent hat KALADENT eines der umfangreichsten Lager der Branche und ist in der Lage, schnell und präzise in alle Regionen der Schweiz Zahnärzte und Zahntechniker zu beliefern.

Auch bei Verpackung und Transport setzt KALADENT Massstäbe und geht eigene Wege. Ausgeliefert wird mit dem hauseigenen Kurier. Dieser bringt Ihr bestelltes Material am nächsten Tag persönlich und in der eigens dafür geschaffenen KALAEasy-



Box bei Ihnen vorbei. Die Box ist praktisch und schon die Umwelt, denn sie geht wieder zurück und kann erneut verwendet werden. Schluss mit sperrigen Wegwerfschachteln, Füllmaterial und Verpackungen, die Sie entsorgen müssen. Geben Sie die ausgeräumte Box bei der nächsten Bestellung wieder mit oder schicken Sie sie mit Füllmaterial und Verpackungen wieder zu KALADENT. Das fachgerechte Entsorgen des Inhalts wird für Sie erledigt und, soweit möglich, wird das Füllmaterial wiederverwendet. Natürlich wird das Rückporto von KALADENT übernommen.

KALADENT hat den Anspruch, alle Bestellungen, die bis 19 Uhr eingehen, am nächsten

Vormittag auszuliefern. Zahlreiche zufriedene Kunden bestätigen, dass dies bestens funktioniert – und das erst noch zu einem sehr fairen Preis. **DT**

KALADENT AG

Tel.: +41 844 35 35 35  
[www.kaladent.ch](http://www.kaladent.ch)

KALADENT präsentiert die Highlights der IDS am 6. April am Flughafen Zürich.

