

1 Der Locator für alle Endopore-Implantatvarianten

Das Locator-System hat sich bereits bei Endopore-Implantaten mit interner Verbindung und externem Hex bewährt. Mit dem Locator ist ein Ausgleich von bis zu 40° zwischen zwei Implantaten möglich. Ab sofort gibt es diese Lösung für Versorgungen mit Deckprothesen auch für Endopore-Implantate mit internem Hex. Das niedrige Pfostenprofil des Locators ist insbesondere bei geringen interokklusalen Abständen vorteilhaft. Unterschiedliche Gingiva-

höhen werden durch eine breite Auswahl von Pfostenhöhen ausgeglichen. Entscheidender Vorteil für Patienten: Das sich selbst ausrichtende Design macht das Einsetzen der Deckprothese leicht und sicher. Anwenderfreundlich ist auch die lange Lebensdauer der einzelnen Komponenten.


www.oraltronics.com

2 Staby und Ballooning Ball

Diese beiden Fitnessgeräte sind die optimale Lösung für ein ganzheitliches Training. Der Staby ist vor allem für das Training der stabilisierenden Muskulatur, der sogenannten Tiefenmuskulatur, konzipiert. Motorische Grundeigenschaften wie Kraft, Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit werden verbessert und es ist möglich, verschiedene Fitness- und Trainingslevel zu erreichen. Das Prinzip ist wirkungsvoll wie einfach zugleich: Der Staby wird in Schwingung versetzt und bewirkt durch die Vibration eine tiefgehende Reaktion des Körpers – die reflektorische Anspannung des Rumpfes, die bewusst nicht herbeigeführt werden kann. Damit ist das Training nicht nur extrem effektiv, sondern auch schonend. Auch Hochleistungssportler profitieren von dem modernen und vielseitigen Fitnessgerät. Denn das Training mit dem Staby ist nicht nur physisches,

sondern zugleich mentales Ausgleichstraining, da die Bewegungen konzentriert, entspannt und bewusst ausgeführt werden müssen. Auch der Ballooning Ball bietet ein hocheffektives Training, das in seiner Wirksamkeit einzigartig ist. Die Muskeln oder das Körpergewicht üben Kräfte auf den Ball aus, die von diesem wieder zurückgegeben werden. Das zwingt die Muskeln zu einer permanenten Gegenreaktion, damit die Position gehalten oder die Bewegung sicher ausgeführt werden kann. Diese Gegenreaktionen werden instinktiv und natürlich vom gesamten Muskelsystem ausgeführt. Zusammen sind der Ballooning Ball und der Staby ein unschlagbares Team im Kampf gegen Haltungsschäden und Rückenschmerzen.

www.staby.de



3



4

3 Dental Racer Internet-Spiel

Ziel des Spieles ist es, in maximal zwei Minuten das Ziel – die Uni – zu erreichen. Zur Auswahl stehen vier Spielfiguren, die den Weg wahlweise auf Inlineskates oder auf dem Fahrrad zurücklegen können. Die Straße ist gesäumt von Winkelstücken und es gilt, auf der Straße liegende „Goodies“ in Form von Scheinen, Büchern oder Winkelstücken mitzunehmen, denn die bringen Punkte. Bier und Partys dagegen halten auf und sorgen für Punktabzug.

Vorsicht: Männliche Spielfiguren werden von flirtenden Frauen abgelenkt, die am Straßenrand warten. Umgekehrt funktioniert dies auch mit weiblichen Spielern, die sich zu muskulösen Fans am Wegesrand hingezogen fühlen. Hier heißt es: kräftig gegenlen-

ken und nicht vom Weg abbringen lassen. Wer von der Straße abkommt, kann auf der holprigen Parallelfahrbahn weiterfahren. Hier wird man nicht von Kommilitonen abgelenkt, findet allerdings auch weniger Punktebringer. Mit ein bisschen Übung kann man es sogar unter die Top 100 schaffen und seinen Punktestand speichern. Die realitätsnahe und liebevolle Umsetzung des Spiels macht Dental Racer zu einem beliebten Zeitvertreib nach der Vorlesung oder während einer Lernpause.

Das Spiel steht auf dem Studentenportal von W&H jedem kostenlos zur Verfügung.

www.whdentalcampus.com

4 All Ceramic Preparation Kit

Die derzeitige Nachfrage nach Keramikmassen im zahnmedizinischen Bereich ist so groß wie noch nie zuvor. Mit den heutzutage verfügbaren Keramikmaterialien lassen sich hervorragende Keramikrestorationen erzielen. Um dies zu bewerkstelligen, ist es für den Zahnarzt unabdingbar, bereits für die Zahnpräparation Instrumente aus Materialien jüngster Entwicklung und bester Funktionalität zu verwenden. Unter der Leitung von Dr. Takao Maruyama von der Osaka Universität haben Dr. Yoshihiko Mutobe und SHOFU ein neues Präparationssystem für Vollkeramikrestorationen unter Verwendung spezieller diamantierter Schleif-

körper entwickelt. Die Instrumente sind hervorragend geeignet für Präparationen im Frontzahnbereich, für die Präparation von Prämolaren und Molaren, für Inlaypräparationen und Facettenpräparationen im Frontzahnbereich. Das Kit umfasst 17 Präparationsdiamanten mit Kopflängen von 3,5 bis 9,0 mm, einem Durchmesser an der Spitze des Arbeitsteiles von 1,1 bis 2,0 mm und einer Verjüngung von 4° bis 20°.

Wir beraten Sie gerne auf der IDS 2007, Halle 4.1, Stand Ao40/Co49.

www.shofu.de



5 Ti-Max X Hand- und Winkelstücke

Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke der X-Serie von NSK kombinieren modernste Technologie mit einem eleganten und ergonomischen Design.

Die Instrumente aus Volltitan sind sehr leicht und garantieren ein hohes Maß an Bedienungskomfort. Mit der DURACOAT-Oberflächenveredelung geht NSK sogar noch einen Schritt weiter. Die biokompatiblen und antiallergenen Eigenschaften von Titan werden genutzt, um die Lebensdauer der Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zu verlängern und eine kratz feste Oberfläche zu schaffen.

Das gesamte Know-how von NSK, die neuesten technologischen Fortschritte und viel Liebe für jedes Detail wurden bei der Entwicklung der Instrumente berücksichtigt. Bester Zugriff und beste Sicht auf das Behandlungsfeld standen dabei im Mittelpunkt. Unvergleichliche Beständigkeit sowie höchst-

ter Komfort für Zahnarzt und Patient sind Ausdruck des hohen Know-hows, das sich in jedem einzelnen Modell der X-Serie widerspiegelt.

Die Ti-Max X Hand- und Winkelstücke zeichnen sich durch das Vierfach-Wasserspray für eine optimale Kühlung, das patentierte NSK Clean-Head-System, Zellglasoptik für hervorragende Lichtverhältnisse sowie leistungsfähige Keramik-Kugellager aus. Das X-GEAR SYSTEM sorgt zudem für extreme Geräuscharmheit und minimale Vibration, um eine effiziente und komfortable Behandlung zu ermöglichen. Die Ti-Max X-Serie steht für Qualität, Funktionalität und höchste Leistungsfähigkeit.

Mit dem breiten Angebot verschiedener Modelle verfügt NSK über das passende Hand- und Winkelstück für jedes Behandlungsfeld.

www.nsk-europe.de

6 Wellnesstrend Anti-Aging-Bier

Für unbeschwertem Biergenuss hat die Klosterbrauerei Neuzelle ein Anti-Aging-Bier entwickelt, das die Sauerstoffversorgung in den Zellen unterstützen und das körpereigene Schutzsystem stärken soll. Grundlage des Wellness-Getränks ist das „Original Badebier Neuzeller Kloster-Bräu“. Ihm werden Naturstoffe wie Sole, Spirulina-Algen und das Flavonoid Quercetin (Pflanzenauszug aus Obst und Gemüse) zugesetzt. Antioxidantien wie die Flavonoide wirken der Schä-

digung des Körpergewebes durch Sauerstoff entgegen und können freie Radikale neutralisieren. Freie Radikale sind verantwortlich für Zellverfall und Gewebeschäden, die den Alterungsprozess beschleunigen. Im Vergleich zu konventionellen Bieren sind das antioxidative Potenzia und die Radikalfänger-Eigenschaften im Anti-Aging-Bier rund zehnfach erhöht.

www.klosterbrauerei.com