

Knochenaufbau zum Nachlesen


Die Herstellerfirma des innovativen Knochenersatzmaterials easy-graft® veröffentlicht ihr erstes Handbuch zum Thema Knochenaufbau. Das klinische Handbuch bietet jedem etwas. Egal, ob der Leser sich grundsätzlich für das

Thema Knochen und Knochenaufbau interessiert oder er bereits viele Erfahrungen im Bereich Knochenaufbau gesammelt hat.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste vermittelt die wichtigsten Grundlagen zu Knochen und Knochenaufbaumaterialien, aufgeteilt in folgende Kapitel: Knochen – Begriffe und Grundlagen, Anwendung und Funktionsweise der easy-graft® Produkte, Knochenaufbaumaterialien – Resorbierbar oder volumenstabil? Werkstoffinformation, Antworten zu den häufigsten Fragen. Der zweite Teil

lotet die Möglichkeiten und Grenzen der easy-graft® Produkte in verschiedenen Indikationen anhand von Fallbeispielen aus: Socket Preservation, Verschluss von Mund-Antrum-Verbindungen, Parodontologie, Implantologie, Augmentive Verfahren.

Das Buch kann im Buchhandel unter der ISBN Nummer 978-3-033-02628-5 erworben werden oder via E-Mail bei Degradable Solutions AG, dental@degradable.ch, bestellt werden.



Neue Workshop-Termine in 2012



Die Workshopreihe mit dem Titel „Innovative Knochenaufbau-Konzepte“ findet auch dieses Jahr an insgesamt acht unterschiedlichen Daten in München und Duisburg statt. Die Nachmittagskurse, welche unter der Leitung von Dr. Andreas Huber (in München) und Dr. Detlef Klotz (in Duisburg) stattfinden, beinhalten einen theoretischen Teil über die β -TCP Composite Werkstoffe sowie die Knochenregeneration im Allgemeinen. Im zweiten Teil haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die praktischen Handson-Übungen direkt am Tierpräparat, unter der fachkundigen Anleitung des jeweiligen Kursleiters, durchzuführen. Beim anschließenden gemeinsamen Apéro bleibt ausreichend Zeit für den kollegialen Gedankenaustausch und das Weitergeben von Tipps aus dem Praxisalltag. Die Kursdaten sowie das genaue Programm können auf www.degradable.ch/dental/events heruntergeladen werden.

Neu im Sortiment – easy-graft® CLASSIC 250 und easy-graft® CRYSTAL 250

Dank seinem optimalen Volumen für kleinere und mittlere Defektgrößen stellen easy-graft® CLASSIC 250 und easy-graft® CRYSTAL 250 die idealen Lösungen für den Knochenaufbau dar. Die Körnung von

450–1.000 μ m stabilisiert mechanisch ideal bei hoher Porosität. Besonders eignen sich easy-graft® CLASSIC 250 und easy-graft® CRYSTAL 250 für die Anwendungen in der Socket Preservation im Prämolaren- und Frontzahnbereich sowie als effiziente Defektdeckung als Membranäquivalent bei großen Defekten. Wenn autologer Knochen und BGS Granulate, wie calc-i-oss™, in den Defekt eingebracht werden, kann man mit den easy-graft® 250 Produkten eine stabile und effiziente Defektdeckung erzielen. easy-graft® CLASSIC 250 und easy-graft® CRYSTAL 250 werden ab sofort in Verpackungseinheiten zu drei oder sechs Applikationen angeboten.



Flexible, poröse Schale – gemäß Dr. Stefan Neumeyer, Eschlikam.